

Nur für Forschungszwecke

BCRP/ABCG2 Polyklonaler Antikörper



Katalog-Nr.:10051-1-AP

9 Publikationen

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 10051-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC021281	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul	GeneID (NCBI): 9429	
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: ATP-binding cassette, sub-family G (WHITE), member 2	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 70 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG0005		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:
WB

Getestete Reaktivität:
Human

Zitierte Arten:
Human, Hund

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Jingsheng Yuan	31078735	Cancer Lett	WB
Manxin Xie	29567542	Biomed Pharmacother	WB
Ping Xie	28569775	Cell Death Dis	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

