

Nur für Forschungszwecke

BCRP/ABCG2 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 10180-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 10180-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC021281	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 167 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): 9429	
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: ATP-binding cassette, sub-family G (WHITE), member 2	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 70 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG0223		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

BCRP (breast cancer resistance protein) confers a broad spectrum of drug resistance and the expression of BCRP is enhanced in several cancer cell models. It has ATPase activity and belongs to a family of multiple drug resistant proteins. Data also indicated that BCRP might be an early marker for some stem cells.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

