

Nur für Forschungszwecke

ICP27 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:10186-1-AP

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
10186-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 800 µg/ml von
Nanodrop und 400 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG0239

GenBank-Zugangsnummer:

AAF43147

GeneID (NCBI):

Vollständiger Name:

Berechnete Masse:

55 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Hsv

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser

M L Li

Pubmed ID

23237087

Journal

Acta Virol

Anwendung

WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

