

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 10307-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC002410	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul , Konzentration: 213 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): 8933	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:200-1:1000 IHC 1:20-1:200
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: family with sequence similarity 127, member A	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 22 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG0298	Beobachtete Masse: 40 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IHC, WB, ELISA	Positivkontrollen: WB : humanes Hirngewebe, IHC : humanes Pankreaskarzinomgewebe,
In Publikationen genannte Anwendungen: WB	
Getestete Reaktivität: Human	
Zitierte Arten: Maus	
Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.	

Hintergrundinformationen

CAAX box protein 1 is also name as CXX1 or FAM127A. The function of CXX1 remains largely unknown. Catalog# 10307-1-AP is a rabbit polyclonal antibody raised against the full-length of human CXX1. Two FAM127A proteins are presented in UniProt: O15255 and A6ZKI3 (UniProt Number). This antibody specially recognises the O15255.

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Maiko Yamamoto	32661086	J Cell Sci	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



human brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 10307-1-AP (FAM127A antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human pancreas cancer using 10307-1-AP (FAM127A antibody) at dilution of 1:100 (under 25x lens).