

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
10332-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 800 µg/ml von
Nanodrop und 300 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG0491

GenBank-Zugangsnummer:
BC000310

GeneID (NCBI):
10293

Vollständiger Name:
TRAF interacting protein

Berechnete Masse:
53 kDa

Beobachtete Masse:
53 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2000

IHC 1:20-1:200

IF 1:10-1:100

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IF, IHC, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IHC, IP, WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Zitierte Arten:

Human, Maus

**Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-
Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise
kann die Antigendemaskierung auch mit
Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.**

Positivkontrollen:

WB : Maushirngewebe, A549-Zellen, HepG2-Zellen,
humanes Hirngewebe, humanes Plazenta-Gewebe,
Maus-Plazenta-Gewebe

IHC : humanes Hodengewebe,

IF : HepG2-Zellen,

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Yan Zheng	36064576	Cancer Gene Ther	IHC, WB
Chengcheng Li	28725012	Sci Rep	WB
Zhenya Guo	31972358	Biomed Pharmacother	WB, IHC

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

**This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.**


Ausgewählte Validierungsdaten




mouse brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 10332-1-AP (TRAIP antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis tissue slide using 10332-1-AP (TRAIP Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis tissue slide using 10332-1-AP (TRAIP Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).



Immunofluorescent analysis of HepG2 cells using 10332-1-AP (TRAIP antibody) at dilution of 1:25 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).