

Nur für Forschungszwecke

LOC84740 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:10491-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
10491-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 800 µg/ml von
Nanodrop und 480 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG0759

GenBank-Zugangsnummer:

BC004397

GeneID (NCBI):

84740

Vollständiger Name:

hypothetical LOC84740

Berechnete Masse:

22 kDa, 36 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

