

Nur für Forschungszwecke

ARL6IP4 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:10563-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
10563-1-AP

Größe:
150ul , Konzentration: 587 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG0863

GenBank-Zugangsnummer:
BC001958

GeneID (NCBI):
51329

Vollständiger Name:
ADP-ribosylation-like factor 6
interacting protein 4

Berechnete Masse:
25 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

ARL6IP4 is recognized to be a binding protein of ARL6 that is another member in the Ras family, implicating a possibility of mediating Ras signaling. ARL6 gene mutation has been linked to Bardet-Biedl syndrome type 3 which is a multisystemic disorder characterized by defects in the microtubule-based transport process.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

