

Nur für Forschungszwecke

Endothelin 3 Polyklonaler Antikörper



Katalog-Nr.:10674-1-AP

1 Publikationen

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 10674-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC008876	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul , Konzentration: 133 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): 1908	
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: endothelin 3	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 26 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG1071		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
IHC,ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:
IF

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:
Maus

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Juliano T Freitas	34288510	Pigment Cell Melanoma Res	IF

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.


Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA) E: proteintech@ptglab.com W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human breast cancer using 10674-1-AP (Endothelin 3 antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).