

Nur für Forschungszwecke

Mhc Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:10799-1-AP

10 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 10799-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: NM_078863	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul , Konzentration: 900 µg/ml von Nanodrop und 400 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): 35007	
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: Myosin heavy chain	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 221 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG1254		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:
WB

Getestete Reaktivität:
Drosophila

Zitierte Arten:
Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

The function of Mhc is muscle contraction. This antibody detects the Myosin heavy chain of drosophila.

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Cheng Chen	33007290	Eur J Pharmacol	WB
Ying Li	34548056	BMC Musculoskelet Disord	WB
Yuxiang Wang	35881904	J Cardiovasc Pharmacol	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

