

Nur für Forschungszwecke

GLTP Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 10850-1-AP

6 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

10850-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 400 µg/ml von Nanodrop und 247 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG1293

GenBank-Zugangsnummer:

BC009932

GeneID (NCBI):

51228

Vollständiger Name:

glycolipid transfer protein

Berechnete Masse:

24 kDa

Beobachtete Masse:

24 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:1000-1:6000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IF, WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human, Maus

Positivkontrollen:

WB : HEK-293-Zellen, HeLa-Zellen, K-562-Zellen, Maus-Cerebellum-Gewebe, Maushirngewebe, Rattenhirngewebe

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Yu Lu	30341732	Arch Toxicol	WB
Shrawan Kumar Mishra	30472325	Biochim Biophys Acta Mol Cell Biol Lipids	WB
Yangyang Tian	27318478	Glycoconj J	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 10850-1-AP (GLTP antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 10850-1-AP (GLTP antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.