

Nur für Forschungszwecke

VPS18 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 10901-1-AP

4 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
10901-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 260 µg/ml von
Nanodrop und 227 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG1140

GenBank-Zugangsnummer:
BC001513

GeneID (NCBI):
57617

Vollständiger Name:
vacuolar protein sorting 18 homolog
(S. cerevisiae)

Berechnete Masse:
110 kDa

Beobachtete Masse:
100-110 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:1000
IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:200-1:1000
für WB
IHC 1:50-1:500
IF 1:20-1:200

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

FC, IF, IHC, IP, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

WB: Maushirngewebe,

IP: HeLa-Zellen,

IHC: humanes Lungenkarzinomgewebe, humanes Hodengewebe, Maushodengewebe

IF: A549-Zellen,

Hintergrundinformationen

Vesicle mediated protein sorting plays an important role in segregation of intracellular molecules into distinct organelles. Vps18 is a central member of Vps-C complex. Vps18 may play a role in vesicle-mediated protein trafficking to lysosomal compartments and in membrane docking/fusion reactions of late endosomes/Lysosomes.

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Anna Ulbricht	23434281	Curr Biol	WB
Changyi Ji	30744518	Autophagy	WB
Wang Zheng	35913916	Autophagy	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten




mouse brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 10901-1-AP (VPS18 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.




IP Result of anti-VPS18 (IP:10901-1-AP, 4 μ g; Detection:10901-1-AP 1:300) with HeLa cells lysate 920 μ g.




Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human lung cancer tissue slide using 10901-1-AP (VPS18 Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human lung cancer tissue slide using 10901-1-AP (VPS18 Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunofluorescent analysis of A549 cells using 10901-1-AP (VPS18 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).



1X10⁶ K-562 cells were stained with 0.2 μ g VPS18 antibody (10901-1-AP, red) and control antibody (blue). Fixed with 90% MeOH blocked with 3% BSA (30 min). Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) with dilution 1:1000.