

Nur für Forschungszwecke

DOM3Z Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 11015-2-AP

Vorgestelltes Produkt

5 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
11015-2-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 240 µg/ml von
Nanodrop und 173 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG1491

GenBank-Zugangsnummer:
BC009344

GeneID (NCBI):
1797

Vollständiger Name:
dom-3 homolog Z (C. elegans)

Berechnete Masse:
43.6 kDa

Beobachtete Masse:
45 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:
WB 1:200-1:1000
IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:200-1:1000
für WB
IHC 1:20-1:200

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
IHC, IP, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:
IF, WB

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:
Human

**Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-
Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise
kann die Antigendemaskierung auch mit
Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.**

Positivkontrollen:

WB : Maushodengewebe, SH-SY5Y-Zellen

IP : Maushodengewebe,

IHC : humanes Mammakarzinomgewebe,

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Zheng Dinghai D	21750099	RNA	WB, IF
Ewa Grudzien-Nogalska	31101919	Nat Chem Biol	WB
Frédéric Picard-Jean	29601584	PLoS One	IF

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



mouse testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 11015-2-AP (DOM3Z antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human breast cancer using 11015-2-AP (DOM3Z antibody) at dilution of 1:50 (under 25x lens).



IP Result of anti-DOM3Z (IP:11015-2-AP, 4ug; Detection:11015-2-AP 1:300) with mouse testis tissue lysate 4000ug.