

Nur für Forschungszwecke

CENTD3 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 11024-3-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
11024-3-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 167 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG1479

GenBank-Zugangsnummer:
BC009968

GeneID (NCBI):
64411

Vollständiger Name:
ArfGAP with RhoGAP domain, ankyrin
repeat and PH domain 3

Berechnete Masse:
8 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

This gene encodes a phosphoinositide binding protein containing ARF-GAP, RHO-GAP, RAS-associating, and pleckstrin homology domains. The ARF-GAP and RHO-GAP domains cooperate in mediating rearrangements in the cell cytoskeleton and cell shape. It is a specific PtdIns(3,4,5)P₃/PtdIns(3,4)P₂-stimulated Arf6-GAP protein.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

