

Nur für Forschungszwecke

# AMD1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 11052-1-AP

Vorgestelltes Produkt

12 Publikationen



## Allgemeine Informationen

<b>Katalog-Nr.:</b> 11052-1-AP	<b>GenBank-Zugangsnummer:</b> BC000171	<b>Reinigungsmethode:</b> Antigen-Affinitätsreinigung
<b>Größe:</b> 150ul, Konzentration: 240 µg/ml von Nanodrop und 160 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	<b>GeneID (NCBI):</b> 262	<b>Empfohlene Verdünnungen:</b> WB 1:200-1:1000 IHC 1:20-1:200
<b>Wirt:</b> Kaninchen	<b>Vollständiger Name:</b> adenosylmethionine decarboxylase 1	
<b>Isotyp:</b> IgG	<b>Berechnete Masse:</b> 38 kDa, 32 kDa	
<b>Immunogen Katalognummer:</b> AG1525	<b>Beobachtete Masse:</b> 38-40 kDa	

## Anwendungen

<b>Geprüfte Anwendungen:</b> IHC, WB, ELISA	<b>Positivkontrollen:</b> WB : A431-Zellen,
<b>In Publikationen genannte Anwendungen:</b> IF, IHC, WB	<b>IHC :</b> humanes Prostatakarzinomgewebe, humanes Kolonkarzinomgewebe
<b>Getestete Reaktivität:</b> Human	
<b>Zitierte Arten:</b> Human, Maus	
<b>Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.</b>	

## Hintergrundinformationen

### Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Takeshi Uemura	32995657	Heliyon	WB
Lijiao Xu	31140554	Carcinogenesis	
Jun Yamamoto	35434545	iScience	WB

## Lagerung

**Lagerungsbedingungen:**  
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

**Lagerungspuffer:**  
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.


Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:  
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)  
E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



A431 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 11052-1-AP (AMD1 antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human prostate cancer using 11052-1-AP (AMD1 antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).