

Nur für Forschungszwecke

RANGAP1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 11102-1-AP

2 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
11102-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 500 µg/ml von
Nanodrop und 333 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG1563

GenBank-Zugangsnummer:
BC014044

GeneID (NCBI):
5905

Vollständiger Name:
Ran GTPase activating protein 1

Berechnete Masse:
64 kDa

Beobachtete Masse:
64 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2000
IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:200-1:1000
für WB
IHC 1:50-1:500
IF 1:50-1:500

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

FC, IF, IHC, IP, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IHC, IP, WB

Getestete Reaktivität:

Human

Zitierte Arten:

Human, Maus

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

WB : SH-SY5Y-Zellen, HEK-293-Zellen

IP : HEK-293-Zellen,

IHC : humanes Gliomgewebe,

IF : HepG2-Zellen,

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Xianwei Chen	26844761	J Proteomics	WB
Yan Gong	36696903	Dev Cell	WB,IHC,IP

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten




SH-SY5Y cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 11102-1-AP (RANGAP1 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.




Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human gliomas tissue slide using 11102-1-AP (RANGAP1 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).




Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human gliomas tissue slide using 11102-1-AP (RANGAP1 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HepG2 cells using 11102-1-AP (RANGAP1 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).



1x10⁶ HepG2 cells were stained with 0.2ug RANGAP1 antibody (11102-1-AP, red) and control antibody (blue). Fixed with 90% MeOH blocked with 3% BSA (30 min). Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) with dilution 1:1000.



IP Result of anti-RANGAP1 (IP:11102-1-AP, 4ug; Detection:11102-1-AP 1:300) with HEK-293 cells lysate 3600ug.