

NOTCH2 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 11197-1-AP

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
11197-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 147 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG1679

GenBank-Zugangsnummer:
BC019835

GeneID (NCBI):
388677

Vollständiger Name:
Notch homolog 2 (Drosophila) N-
terminal like

Berechnete Masse:
265 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

Notch2 is another homologue gene of Norch in Drosophila. It is a 300kd transmembrane protein, with one 110kd processed fragment, on western blotting. Notch2, like other Norch genes, functions in development of various tissues. This antibody can recognize NOTCH2 and NOTCH2NL.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

