

Nur für Forschungszwecke

RBMX Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 11205-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
11205-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 233 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG1659

GenBank-Zugangsnummer:
BC007435

GeneID (NCBI):
27316

Vollständiger Name:
RNA binding motif protein, X-linked

Berechnete Masse:
43 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

RBMX, also named as HNRPG, RBMXP1 and Glycoprotein p43, is a rRNA-binding protein which may be involved in pre-mRNA splicing. Investigations into the RBM gene family are uncovering networks of protein interactions which regulate RNA processing, and which might operate downstream of signal transduction pathways.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

