

Nur für Forschungszwecke

# PPP2R5C Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 11276-1-AP



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:  
11276-1-AP

Größe:  
150ul, Konzentration: 133 µg/ml  
durch die Bradford-Methode mit BSA  
als Standard;

Wirt:  
Kaninchen

Isotyp:  
IgG

Immunogen Katalognummer:  
AG1819

GenBank-Zugangsnummer:  
BC016183

GeneID (NCBI):  
5527

Vollständiger Name:  
protein phosphatase 2, regulatory  
subunit B', gamma isoform

Berechnete Masse:  
61 kDa

Reinigungsmethode:  
Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:  
IP 0.5-4.0 ug für IP und 1:200-1:1000  
für WB  
IHC 1:100-1:400

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:  
IHC, IP, ELISA

Getestete Reaktivität:  
Human, Maus, Ratte

**Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (\*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.**

Positivkontrollen:

IP: Maushirngewebe,  
IHC: Mauslebergewebe,

## Hintergrundinformationen

### Lagerung

Lagerungsbedingungen:  
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil  
Lagerungspuffer:  
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.  
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


## Ausgewählte Validierungsdaten



IP Result of anti-PPP2R5C (IP:11276-1-AP, 4ug; Detection:11276-1-AP 1:300) with mouse brain tissue lysate 4400ug.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse liver tissue slide using 11276-1-AP (PPP2R5C Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse liver tissue slide using 11276-1-AP (PPP2R5C Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).