

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

11318-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 550 µg/ml von
Nanodrop;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG1855

GenBank-Zugangsnummer:

BC010422

GeneID (NCBI):

114885

Vollständiger Name:

oxysterol binding protein-like 11

Berechnete Masse:

747 aa, 84 kDa

Beobachtete Masse:

84 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:3000

IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:200-1:1000
für WB

IHC 1:20-1:200

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, IP, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit **TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit **Citratpuffer pH 6,0** erfolgen.**

Positivkontrollen:

WB: HeLa-Zellen, HepG2-Zellen

IP: Mausehodengewebe,

IHC: humanes Ovarialkarzinomgewebe,

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 11318-1-AP (OSBPL11 antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human ovary tumor using 11318-1-AP (OSBPL11 antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



IP Result of anti-OSBPL11 (IP:11318-1-AP, 4ug; Detection:11318-1-AP 1:300) with mouse testis tissue lysate 4000ug.