

Nur für Forschungszwecke

SERPINB4 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:11428-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 11428-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC017401	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul	GeneID (NCBI): 6318	
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 4	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 390 aa, 45 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG1964		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
WB,ELISA

Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

