

Nur für Forschungszwecke

Flotillin 2 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:11446-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
11446-1-AP

Größe:
150ul , Konzentration: 287 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG1996

GenBank-Zugangsnummer:
BC017292

GeneID (NCBI):
2319

Vollständiger Name:
flotillin 2

Berechnete Masse:
379 aa, 42 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

Flotillins are membrane-associated proteins that contain two homologous isoforms, flotillin 1 (FLOT1) and flotillin 2 (FLOT2). They are highly conserved and widely expressed proteins that commonly used as markers of lipid rafts. Flotillins are involved in various signaling pathways, cell adhesion, membrane trafficking and axonal growth.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

