

Nur für Forschungszwecke

FBF1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:11531-1-AP

Vorgestelltes Produkt

22 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
11531-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 300 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG2106

GenBank-Zugangsnummer:
BC023549

GeneID (NCBI):
85302

Vollständiger Name:
Fas (TNFRSF6) binding factor 1

Berechnete Masse:
1133 aa, 125 kDa

Beobachtete Masse:
130 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:
IF 1:200-1:800

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
IF, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:
IF, IHC, IP, WB

Getestete Reaktivität:
Human, Maus

Zitierte Arten:
Human, Maus

Positivkontrollen:

IF : A549-Zellen, HUVEC-Zellen

Hintergrundinformationen

FBF1, also named as ALB and KIAA 1863, is keratin-binding protein required for epithelial cell polarization. It is involved in apical junction complex (AJC) assembly via its interaction with PARD3. FBF1 is required for ciliogenesis. FBF1 has six isoforms with MW 125-127 kDa, 99 kDa, 69 kDa and 55 kDa. This antibody is induced by N-terminal (20-347aa) of FBF1. It recognizes all the six isoforms.

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Lei Wang	30258116	Nat Commun	IF
Michelle Reed	36074756	PLoS Genet	IHC
Akihito Inoko	30318703	Genes Cells	WB,IF

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed A549 cells using FBF1 antibody (11531-1-AP) at dilution of 1:400 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).