

Nur für Forschungszwecke

# FGFR1OP2 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:11605-1-AP



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:  
11605-1-AP

Größe:  
150ul, Konzentration: 260 µg/ml von  
Nanodrop und 167 µg/ml durch die  
Bradford-Methode mit BSA als  
Standard;

Wirt:  
Kaninchen

Isotyp:  
IgG

Immunogen Katalognummer:  
AG2153

GenBank-Zugangsnummer:  
BC032143

GeneID (NCBI):  
26127

Vollständiger Name:  
FGFR1 oncogene partner 2

Berechnete Masse:  
29 kDa

Beobachtete Masse:  
25 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:1000-1:8000

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Positivkontrollen:

WB : Maus-Thymusgewebe, Ratten-Thymusgewebe

## Hintergrundinformationen

### Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 11605-1-AP (FGFR1OP2 antibody) at dilution of 1:4000 incubated at room temperature for 1.5 hours.