

Nur für Forschungszwecke

RRAS Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:11647-1-AP

2 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 11647-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC016318	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul , Konzentration: 247 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): 6237	
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: related RAS viral (r-ras) oncogene homolog	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 218 aa, 23 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG2246		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:
WB

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:
Human

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Yanan Li	27663303	BMC Microbiol	WB
Xia Zhang	25644501	Sci Rep	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA) E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

