

IFI44 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 11704-1-AP

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

11704-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 147 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG2326

GenBank-Zugangsnummer:

BC022870

GeneID (NCBI):

10561

Vollständiger Name:

interferon-induced protein 44

Berechnete Masse:

444 aa, 50 kDa

Beobachtete Masse:

50 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Hintergrundinformationen

IFI44, also named as MTAP44, aggregates to form microtubular structures. It contains a perfect GTP binding site but has no homology to known GTPases or G proteins. IFI44 has some isoforms with MW 42-44 kDa and 47-50 kDa.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

