

Nur für Forschungszwecke

AFTPH Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 11785-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
11785-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 133 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG2402

GenBank-Zugangsnummer:
BC022247

GeneID (NCBI):
54812

Vollständiger Name:
aftiphilin

Berechnete Masse:
937 aa, 102 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
WB, ELISA

Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

Aftiphilin is a component of the clathrin machinery in neurons, binding to of clathrin adaptor protein 1 and 2. Western assay showed that the protein emigrate as a 126 kDa protein in SDS PAGE, with larger molecular weight than the predicted size (99 and 102 kDa for the two isoforms).

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

