

Nur für Forschungszwecke

Surfactant protein D Polyklonaler Antikörper



Katalog-Nr.: 11839-1-AP

4 Publikationen

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
11839-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 600 µg/ml von
Nanodrop;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG2461

GenBank-Zugangsnummer:
BC022318

GeneID (NCBI):
6441

Vollständiger Name:
surfactant protein D

Berechnete Masse:
375 aa, 38 kDa

Beobachtete Masse:
37-40 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:3000
IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:200-1:1000
für WB
IHC 1:50-1:500

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
IHC, IP, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:
IF, WB

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:
Human, Maus

Hinweis-IHC: Antigenmaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigenmaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

WB : Mauslungengewebe,

IP : Mauslungengewebe,

IHC : Mauslungengewebe,

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Guangying Yang	35682694	Int J Mol Sci	WB
Hsueh-Chun Wang	33683656	Hum Cell	WB,IF
Wei Dai	37024866	BMC Cancer	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten




Mouse lung tissue was subjected to SDS PAGE followed by western blot with 11839-1-AP (Surfactant protein D antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse lung tissue slide using 11839-1-AP (Surfactant protein D antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse lung tissue slide using 11839-1-AP (Surfactant protein D antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



IP Result of anti-Surfactant protein D (IP:11839-1-AP, 3ug; Detection:11839-1-AP 1:300) with mouse lung tissue lysate 2800ug.