

Nur für Forschungszwecke

JWA/GTRAP3-18 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 11877-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

11877-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 133 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG2470

GenBank-Zugangsnummer:

BC020797

GeneID (NCBI):

10550

Vollständiger Name:

ADP-ribosylation-like factor 6
interacting protein 5

Berechnete Masse:

188 aa, 22 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

This protein, ARL6IP5 or GTRAP3-18, localizes to the cell membrane and cytoplasm, and specifically interacts with the carboxy-terminal intracellular domain of EAAC1, functioning in EAAC1-mediated glutamate transport. The monomer tended to form multimers including the dimer(50-60kd).

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

