

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

11959-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 1000 µg/ml von 6699

Nanodrop und 420 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG2563

GenBank-Zugangsnummer:

BC056240

GeneID (NCBI):

6699

Vollständiger Name:

small proline-rich protein 1B (cornifin)

Berechnete Masse:

89 aa, 10 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

IHC 1:20-1:200

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IHC

Getestete Reaktivität:

Human

Zitierte Arten:

Human

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit *TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.*

Positivkontrollen:

IHC : humanes Hautgewebe,

Hintergrundinformationen

This protein functions as a component of the cross-linked envelope in squamous differentiating cells. It runs as a 15-kDa protein in unreducing SDS PAGE, whereas under reducing conditions it runs as 23 kDa one.

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Shiwei Xiao	35664787	Front Oncol	IHC
Shengqian Dou	35821117	Cell Discov	IHC

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human skin tissue slide using 11959-1-AP (SPRR1B Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human skin tissue slide using 11959-1-AP (SPRR1B Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).