

TNFRSF17 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 11968-1-AP

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
11968-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 220 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG2590

GenBank-Zugangsnummer:
BC058291

GeneID (NCBI):
608

Vollständiger Name:
tumor necrosis factor receptor
superfamily, member 17

Berechnete Masse:
184 aa, 20 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

