

Nur für Forschungszwecke

# P2RY12 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 11976-1-AP

4 Publikationen



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:  
11976-1-AP

Größe:  
150ul, Konzentration: 300 µg/ml von  
Nanodrop und 187 µg/ml durch die  
Bradford-Methode mit BSA als  
Standard;

Wirt:  
Kaninchen

Isotyp:  
IgG

Immunogen Katalognummer:  
AG2601

GenBank-Zugangsnummer:  
BC017898

GeneID (NCBI):  
64805

Vollständiger Name:  
purinergic receptor P2Y, G-protein  
coupled, 12

Berechnete Masse:  
342 aa, 39 kDa

Beobachtete Masse:  
45 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:200-1:1000

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human, Maus

Positivkontrollen:

WB: Maus-Rückenmarksgewebe, humanes  
Nebennierengewebe

## Hintergrundinformationen

### Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Annika Bub	35639208	Cell Mol Life Sci	WB
Jian J Li	32205255	Neurobiol Dis	WB
Xiaolin Zhong	36805006	Neuroscience	WB

## Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech  
Group brand and is not available to purchase from any  
other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



mouse spinal cord tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 11976-1-AP (P2RY12 Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.