

Nur für Forschungszwecke

TFAP4 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 12017-1-AP

3 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

12017-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 650 µg/ml von
Nanodrop;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG2633

GenBank-Zugangsnummer:

BC010576

GeneID (NCBI):

7023

Vollständiger Name:

transcription factor AP-4 (activating
enhancer binding protein 4)

Berechnete Masse:

338 aa, 39 kDa

Beobachtete Masse:

39 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:3000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human

Positivkontrollen:

WB : A549-Zellen, HeLa-Zellen, Jurkat-Zellen, NCI-
H1299-Zellen

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Peng Yang	33205649	J Agric Food Chem	WB
Ruonan Wang	33439229	Invest Ophthalmol Vis Sci	WB
Peng Yang	35192356	J Agric Food Chem	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12017-1-AP (TFAP4 antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12017-1-AP (TFAP4 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.