

Nur für Forschungszwecke

# Cadherin-11 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:12028-1-AP



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:  
12028-1-AP

Größe:  
150ul , Konzentration: 133 µg/ml  
durch die Bradford-Methode mit BSA  
als Standard;

Wirt:  
Kaninchen

Isotyp:  
IgG

Immunogen Katalognummer:  
AG2659

GenBank-Zugangsnummer:  
BC013609

GeneID (NCBI):  
1009

Vollständiger Name:  
cadherin 11, type 2, OB-cadherin  
(osteoblast)

Berechnete Masse:  
796 aa, 88 kDa

Reinigungsmethode:  
Antigen-Affinitätsreinigung

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:  
ELISA

Getestete Reaktivität:  
Human, Maus, Ratte

## Hintergrundinformationen

Cadherin-11 is one member of the cadherin family, regulating dendritic spine morphogenesis and related synaptic function. Cadherin-11 was found in human osteosarcoma. The protein has 3 forms: 120kd intact form, 80kd secreted form and 88-kd one, which may be another proteolytic protein from the intact form.

## Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

**\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

