

Nur für Forschungszwecke

# OTUB2 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:12066-1-AP



## Allgemeine Informationen

**Katalog-Nr.:**

12066-1-AP

**Größe:**

150ul , Konzentration: 333 µg/ml  
durch die Bradford-Methode mit BSA  
als Standard;

**Wirt:**

Kaninchen

**Isotyp:**

IgG

**Immunogen Katalognummer:**

AG2703

**GenBank-Zugangsnummer:**

BC009615

**GeneID (NCBI):**

78990

**Vollständiger Name:**

OTU domain, ubiquitin aldehyde  
binding 2

**Berechnete Masse:**

234 aa, 27 kDa

**Reinigungsmethode:**

Antigen-Affinitätsreinigung

## Anwendungen

**Geprüfte Anwendungen:**

ELISA

**Getestete Reaktivität:**

Human, Maus, Ratte

## Hintergrundinformationen

### Lagerung

**Lagerungsbedingungen:**

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

**Lagerungspuffer:**

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

**\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

**This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.**

