

Nur für Forschungszwecke

TINAGL1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 12077-1-AP

Vorgestelltes Produkt

4 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

12077-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 600 µg/ml von Nanodrop;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG2721

GenBank-Zugangsnummer:

BC009048

GeneID (NCBI):

64129

Vollständiger Name:

tubulointerstitial nephritis antigen-like 1

Berechnete Masse:

467 aa, 52 kDa

Beobachtete Masse:

52 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:300-1:1500

IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:500-1:1000

für WB

IHC 1:50-1:500

IF 1:50-1:500

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IF, IHC, IP, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IHC, WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human, Maus

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

WB : humanes Plazenta-Gewebe, humanes Nebennierengewebe

IP : Mausherzgewebe,

IHC : humanes Leberkarzinomgewebe,

IF : humanes Leberkarzinomgewebe,

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Yoriko Sato	35597451	Biochim Biophys Acta Mol Cell Res	WB
Lu Sun	30697069	Cancer Manag Res	WB
Wen-Qing Tian	35199864	FASEB J	WB,IHC

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten




Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer tissue slide using 12077-1-AP (TINAGL1 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed human liver cancer tissue using TINAGL1 antibody (12077-1-AP) at dilution of 1:200 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).



human placenta tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12077-1-AP (TINAGL1 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-TINAGL1 (IP:12077-1-AP, 4ug; Detection:12077-1-AP 1:500) with mouse heart tissue lysate 4000ug.