

HYLS1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 12141-1-AP

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

12141-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 180 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG2789

GenBank-Zugangsnummer:

BC015047

GeneID (NCBI):

219844

Vollständiger Name:

hydrolethalus syndrome 1

Berechnete Masse:

34 aa, 4 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Hintergrundinformationen

HYLS1, also named as HLS, is widely expressed in fetal tissue. Mutation of HYLS1 will cause the hydrolethalus syndrome (HLS) which is an autosomal recessive lethal malformation syndrome characterized by multiple developmental defects of fetus.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

