

MLC1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 12183-1-AP

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
12183-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 133 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG2829

GenBank-Zugangsnummer:
BC010518

GeneID (NCBI):
23209

Vollständiger Name:
megalencephalic
leukoencephalopathy with
subcortical cysts 1

Berechnete Masse:
65 aa, 7 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
IF, ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

MLC1, also named as KIAA0027 and WKL1, is a membrane protein which causes Megalencephalic leukoencephalopathy with subcortical cysts. MCL1 regulates the response of astrocytes to hypo-osmosis by promoting calcium influx.

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunofluorescent analysis of BxPC-3 cells using 12183-1-AP (MLC1 antibody) at dilution of 1:25 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).