

Nur für Forschungszwecke

FGD2 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 12187-1-AP

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

12187-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 227 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG2856

GenBank-Zugangsnummer:

BC023645

GeneID (NCBI):

221472

Vollständiger Name:

FYVE, RhoGEF and PH domain
containing 2

Berechnete Masse:

655 aa, 75 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser

Wu Hsin-Yi HY

Pubmed ID

20572634

Journal

J Proteome Res

Anwendung

WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human tonsillitis tissue slide using 12187-1-AP (FGD2 Antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human tonsillitis tissue slide using 12187-1-AP (FGD2 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).