

Nur für Forschungszwecke

TRIM27 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:12205-1-AP

Vorgestelltes Produkt

15 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
12205-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 650 µg/ml von
Nanodrop und 333 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:
AG2849

GenBank-Zugangsnummer:

BC013580

GeneID (NCBI):

5987

Vollständiger Name:

tripartite motif-containing 27

Berechnete Masse:

513 aa, 58 kDa

Beobachtete Masse:

58 kDa, 41 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:1000-1:6000

IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:500-1:2000
für WB

IHC 1:50-1:500

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, IP, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

CoIP, IF, IHC, WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human, Maus

**Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-
Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise
kann die Antigendemaskierung auch mit
Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.**

Positivkontrollen:

WB: Jurkat-Zellen, Maushodengewebe, Raji-Zellen

IP: Maushodengewebe,

IHC: humanes Lungenkarzinomgewebe,
Maushodengewebe

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Juncal Garcia-garcia	36111389	FEBS J	WB,IF
Li Xing	33251042	Mol Ther Nucleic Acids	CoIP
Dongsheng Nie	26607717	Biol Reprod	WB,IF

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten




Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human lung cancer tissue slide using 12205-1-AP (TRIM27 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12205-1-AP (TRIM27 antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



WB result of TRIM27 antibody (12205-1-AP; 1:2000; incubated at room temperature for 1.5 hours) with sh-Control and sh-TRIM27 transfected Jurkat cells.



IP Result of anti-TRIM27 (IP:12205-1-AP, 4ug; Detection:12205-1-AP 1:1000) with mouse testis tissue lysate 4000ug.