

Nur für Forschungszwecke

# TBCA Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:12304-1-AP

4 Publikationen



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:  
12304-1-AP

Größe:

150ul , Konzentration: 550 µg/ml von Nanodrop und 273 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG2950

GenBank-Zugangsnummer:

BC018210

GeneID (NCBI):

6902

Vollständiger Name:

tubulin folding cofactor A

Berechnete Masse:

108 aa, 13 kDa

Beobachtete Masse:

13 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:300-1:1500

IP 0.5-4.0 ug für IP und 1:150-1:600 für

WB

IHC 1:20-1:200

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, IP, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IF, IHC, WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human, Maus

**Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (\*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.**

Positivkontrollen:

WB : humanes Hirngewebe, HeLa-Zellen

IP : HeLa-Zellen,

IHC : humanes Prostatakarzinomgewebe,

## Hintergrundinformationen

### Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Hongxia Yuan	35620457	Front Genet	WB
Zhang Peng P	23740643	Int J Cancer	WB, IHC
Lukas Juergens	32712744	Histochem Cell Biol	IF

## Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


## Ausgewählte Validierungsdaten



human brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12304-1-AP (TBCA antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human prostate cancer using 12304-1-AP (TBCA antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



IP result of anti-TBCA (IP:12304-1-AP, 4ug; Detection:12304-1-AP 1:300) with HeLa cells lysate 2920 ug.