

Nur für Forschungszwecke

# FAM3D Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:12336-1-AP



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:  
12336-1-AP

Größe:

150ul , Konzentration: 300 µg/ml von  
Nanodrop und 233 µg/ml durch die  
Bradford-Methode mit BSA als  
Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG2965

GenBank-Zugangsnummer:

BC015359

GeneID (NCBI):

131177

Vollständiger Name:

family with sequence similarity 3,  
member D

Berechnete Masse:

224 aa, 24 kDa

Beobachtete Masse:

30 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:2000-1:10000

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB,ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Positivkontrollen:

WB : Maus-Kolongewebe, Ratten-Kolongewebe

## Hintergrundinformationen

### Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



mouse colon tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12336-1-AP (FAM3D antibody) at dilution of 1:6000 incubated at room temperature for 1.5 hours.