

Nur für Forschungszwecke

MXI1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 12360-1-AP

2 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

12360-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 170 µg/ml von Nanodrop und 140 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG3024

GenBank-Zugangsnummer:

BC012907

GeneID (NCBI):

4601

Vollständiger Name:

MAX interactor 1

Berechnete Masse:

228 aa, 26 kDa

Beobachtete Masse:

26-29 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:200-1:1000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human

Positivkontrollen:

WB : SH-SY5Y-Zellen, Maushirngewebe

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Fengfeng Wu	35071320	Front Mol Biosci	WB
Yige Wu	36973268	Nat Commun	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



SH-SY5Y cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12360-1-AP (MXI1 Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.