

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
12371-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 300 µg/ml von Nanodrop und 233 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG3051

GenBank-Zugangsnummer:

BC015364

GeneID (NCBI):

10148

Vollständiger Name:

Epstein-Barr virus induced 3

Berechnete Masse:

229 aa, 25 kDa

Beobachtete Masse:

25-35 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2000

IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:200-1:1000

für WB

IHC 1:50-1:500

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, IP, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IF, WB

Getestete Reaktivität:

Human

Zitierte Arten:

Human, Maus

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

WB: humanes Plazenta-Gewebe, MCF-7-Zellen

IP: MCF-7-Zellen,

IHC: humanes Milzgewebe,

Hintergrundinformationen

EBI3, a 34-kDa secreted glycoprotein, is a subunit in 2 distinct heterodimeric cytokines: IL-27 and IL-35. IL-27, composed of p28 (IL-27) and EBI3, can trigger signaling in T cells, B cells, and myeloid cells. IL-35, composed of EBI3 and the ubiquitously expressed p35 subunit of IL-12, is an inhibitory cytokine involved in regulatory T-cell function. EBI3 plays a role in regulating cell-mediated immune responses. (PMID: 8551575; 18033300; 17874423; 21931777)

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Qi Zuo	34145061	J Immunol	WB
Tong Zhang	36548354	PLoS One	WB,IF
Jia-Hui Deng	30753412	Pathog Dis	IF

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten




human placenta tissue was subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12371-1-AP (EBI3 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-EBI3 (IP:12371-1-AP, 4 μ g; Detection:12371-1-AP 1:300) with MCF-7 cells lysate 3200 μ g.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human spleen tissue slide using 12371-1-AP (EBI3 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human spleen tissue slide using 12371-1-AP (EBI3 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).