

Nur für Forschungszwecke

IL17RA Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 12402-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

12402-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 173 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG2955

GenBank-Zugangsnummer:

BC011624

GeneID (NCBI):

23765

Vollständiger Name:

interleukin 17 receptor A

Berechnete Masse:

866 aa, 96 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

IL17RA, also named as CD217 and IL17R, is a receptor for IL17A and IL17F. It is a ubiquitously expressed receptor that is essential for IL-17 biologic activity.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

