

Nur für Forschungszwecke

UBE2Q2 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:12581-1-AP

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
12581-1-AP

Größe:

150ul , Konzentration: 800 µg/ml von Nanodrop und 400 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG3276

GenBank-Zugangsnummer:

BC017708

GeneID (NCBI):

92912

Vollständiger Name:

ubiquitin-conjugating enzyme E2Q family member 2

Berechnete Masse:

375 aa, 43 kDa

Beobachtete Masse:

43 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2000

IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:200-1:1000 für WB

IHC 1:20-1:200

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, IP, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

WB : A431-Zellen, HEK-293T-Zellen, Maus-Eierstockgewebe

IP : HEK-293T-Zellen,

IHC : humanes Hautkrebsgewebe,

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser

Lei Sun

Pubmed ID

33636127

Journal

Cell

Anwendung

WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten




A431 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12581-1-AP (UBE2Q2 antibody) at dilution of 1:400 incubated at room temperature for 1.5 hours.




Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human skin cancer using 12581-1-AP (UBE2Q2 antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human skin cancer using 12581-1-AP (UBE2Q2 antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens).



HEK-293T cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12581-1-AP (UBE2Q2 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP result of anti-UBE2Q2 (IP:12581-1-AP, 4ug; Detection:12581-1-AP 1:300) with HEK-293T cells lysate 1320 ug.