

Nur für Forschungszwecke

TSGA10 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:12593-1-AP

6 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 12593-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC028366	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul , Konzentration: 600 µg/ml von Nanodrop und 333 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): 80705	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:1000-1:6000 IHC 1:50-1:500
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: testis specific, 10	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 698 aa, 81 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG3311	Beobachtete Masse: 81 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IHC, WB,ELISA	Positivkontrollen: WB : Rattenhodengewebe, Maushodengewebe IHC : humanes Hodengewebe,
In Publikationen genannte Anwendungen: IF, IHC, WB	
Getestete Reaktivität: Human, Maus, Ratte	
Zitierte Arten: Human, Maus	
Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.	

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Yan-Wei Sha	28905369	Clin Genet	WB,IF
Yan-Wei Sha	30298696	Clin Genet	IF
Chong Yin	33240893	Front Cell Dev Biol	WB,IHC

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



rat testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12593-1-AP (TSGA10 Antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis tissue slide using 12593-1-AP (TSGA10 Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis tissue slide using 12593-1-AP (TSGA10 Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).