

Nur für Forschungszwecke

VPS45 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:12616-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
12616-1-AP

Größe:
150ul , Konzentration: 450 µg/ml von
Nanodrop und 267 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG3289

GenBank-Zugangsnummer:
BC028382

GeneID (NCBI):
11311

Vollständiger Name:
vacuolar protein sorting 45 homolog
(S. cerevisiae)

Berechnete Masse:
570 aa, 65 kDa

Beobachtete Masse:
65-70 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2000

IP 0.5-4.0 ug für IP und 1:200-1:1000
für WB

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IP, WB,ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Positivkontrollen:

WB : Mauslebergewebe, humanes Nierengewebe,
Maushirngewebe, Ratten-Pankreasgewebe

IP : Mausnierengewebe,

Hintergrundinformationen

The Sec1/Munc18 (SM) family of proteins regulate intracellular trafficking through interactions with individual SNARE (soluble N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein receptor) proteins and assembled SNARE complexes. The SM protein VPS45 (Vacuolar protein sorting-associated protein 45) has a calculated molecular mass of 65 kDa and shares 38% identity with yeast Vps45 which is required for the formation of yeast endosomal SNARE complexes and is thus essential for traffic through the endosomal system. VPS45 may play a role in vesicle-mediated protein trafficking from the Golgi stack through the trans-Golgi network. (PMID: 8996080; 23166732)

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



mouse liver tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12616-1-AP (VPS45 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP result of anti-VPS45 (IP:12616-1-AP, 4ug; Detection:12616-1-AP 1:300) with mouse kidney tissue lysate 3000 ug.