

Nur für Forschungszwecke

RFX2 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:12622-1-AP

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 12622-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC028579	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul , Konzentration: 133 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): 5990	
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: regulatory factor X, 2 (influences HLA class II expression)	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 723 aa, 80 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG3310		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
IHC,ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:
IHC, WB

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:
Maus

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Shintaro Mikami	35714115	PLoS One	WB,IHC

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

