

Nur für Forschungszwecke

EIF3C Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:12733-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
12733-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 650 µg/ml von
Nanodrop und 400 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG3438

GenBank-Zugangsnummer:
BC001571

GeneID (NCBI):
8663

Vollständiger Name:
eukaryotic translation initiation
factor 3, subunit C

Berechnete Masse:
913 aa, 110 kDa

Beobachtete Masse:
110 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:1000

IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:500-1:1000
für WB

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IP, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Positivkontrollen:

WB : K-562-Zellen, MCF-7-Zellen

IP : K-562-Zellen,

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



K-562 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12733-1-AP (EIF3C antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-EIF3C (IP:12733-1-AP, 4ug; Detection:12733-1-AP 1:500) with K-562 cells lysate 3200ug.