

Nur für Forschungszwecke

TAF1B Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:12818-1-AP

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 12818-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC018137	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 300 µg/ml von Nanodrop und 267 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): 9014	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:500-1:1000 IHC 1:20-1:200
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: TATA box binding protein (TBP)-associated factor, RNA polymerase I, B, 63kDa	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 588 aa, 69 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG3267	Beobachtete Masse: 61 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IHC, WB, ELISA	Positivkontrollen:
Getestete Reaktivität: Human	WB: HeLa-Zellen, NIH/3T3-Zellen IHC: humanes Hodengewebe,

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Yanqin Yu	28232668	Nat Commun	

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten




HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12818-1-AP (TAF1B antibody) at dilution of 1:400 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis using 12818-1-AP (TAF1B antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis using 12818-1-AP (TAF1B antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 12818-1-AP (TAF1B antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.